

Cross Linking reusable tools

J2294

designed by P. Vinciguerra M.D.

Anello per **CXL riutilizzabile** con sistema a suzione per una procedura più sicura, posizionamento rapido e stabile. Da utilizzare con siringa a suzione monouso (JD2654)

- elimina fuoriuscite del prodotto evitando irritazioni ed emorragie subcongiuntivali
- garantisce la perfetta riproducibilità dell'intervento

Reusable CXL soaking ring for cross-linking procedure
designed by P. Vinciguerra M.D.

to be used with disposable vacuum syringe (JD2654)
allows for easy, quick and steady positioning on the cornea

- eliminates fluid leakage, avoids subconjunctival irritations and haemorrhages
- assures accurate repeatability of the procedure



J2112A

Spatola per depitelizzazione per PRK
PRK spatula for epithelium removal


Vinciguerra



J2114.66A

Spatola doppia per depitelizzazione e distribuzione fluido
Double ended spatula for epithelium removal and fluid diffusion

Vinciguerra



e. janach®

CXL cross linking disposable set

EPI-ON/EPI-OFF

JCP0005

CE 0051

5 sets per scatola
5 sets per box



Siringa a molla con anello a suzione, monouso
Single use vacuum syringe with disposable suction ring



Blefarostato reverse con bloccaggio, monouso
Reverse speculum with lock, disposable




Spatola per depitelizzazione, monouso
Spatula for epithelium removal, disposable



Marcatore per zona ottica, Ø 9.0 mm, monouso
Corneal marker, Ø 9.0 mm, disposable



Tamponi triangolari in PVA con manico, 2 confezioni da 5 pezzi sterili
PVA spears, triangular, with handle, 2 pack of 5 spears each, sterile



Telo 75x60 cm, in materiale biaccoppiato con foro ovale 6x9 cm
Standard drape 75x60 cm, with oval incision film 6x9 cm

JCP0007

CE 0051

syringe + cxl ring
disposable kit

5 unità per scatola
5 units per box

JD2654

CE 0051

siringa a molla monouso, con tubo in silicone
e raccordo da usare con anello J2294 riutilizzabile

disposable vacuum syringe with tubing set
to be used with (J2294 reusable ring)

5 unità per scatola
5 units per box

Certified
Quality System

ISO 9001
ISO 13485

© Copyright:
Hermann Janach
BRO.027.06/12.EN/IT

E. Janach S.r.l.

Via Borgo Vico, 35 - 22100 Como - Italy
Tel. +39 031 574088 - fax +39 031 572055
international@janach.it - www.janach.it

CE